



VALAB Services Provider
(Server für gehostete Lizenzen)

Für eine erweiterte Verwaltung Ihrer Valab®-Lizenz verbessert der VSP

01

Die Flexibilität

**Überschreitung
erlaubt**

02

Die Reaktionsfähigkeit

Monitoring

03

Die Sicherheit

**Hosting und
Zugang**

04

Die Robustheit

ServiceKontinuität

Mit VSP eine flexiblere Lizenz, ein noch reaktionsschnellerer und robusterer Service und ein sicheres Hosting

01. Eine flexiblere Lizenz

Mit dem VSP wird die Verwaltung Ihrer Valab®-Lizenz optimiert, um den Betrieb Ihres Labors ohne Betriebsunterbrechung aufrechtzuerhalten.



Genehmigung zur Überschreitung

- **12 Tage** pro Jahr
- Bis zum **Doppelten** des Limits für die Anzahl der Fälle/Tag



Fernverwaltung

Installation, Lizenzänderung, Verwaltung von Zusatzvereinbarungen oder Neuanpassung Ihres Angebots usw.

Der VSP erleichtert und sichert die Verwaltung Ihrer Lizenzen aus der Ferne, ohne dass ein Zugriff auf Ihre Site durch Fernwartung erforderlich ist.

03. Sicheres Hosting

Die Zugriffe und Datenübertragungen des VSP sind vollständig gesichert und gewährleisten einen vertrauenswürdigen Service.



Verschlüsselung der Daten*:

Die ausgetauschten Daten sind über das **SSLProtokoll** verschlüsselt und durch Token geschützt



Authentifizierte Kommunikation:

der **Valab-Server®** initiiert immer den Austausch mit dem VSP



Gesichertes Hosting:

der **VSP** verfügt über ein **Hosting mit erhöhter Sicherheit.**

*Es werden keine vertraulichen oder persönlichen Daten vom VSP erhoben.

02. Ein noch reaktionsschnellerer Service

Das VSP-Monitoring verstärkt die Reaktionsfähigkeit des VALAB-Supports.



Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen an den VALAB-Support übermittelt:** Überschreitung des Lizenzniveaus, keine geprüften Akten (Stopp der SIL-Verbindung), zu niedrige Expertise- und/oder Validierungsraten der Akten, Ablauf der Lizenzgültigkeit und/oder vorübergehende Vereinbarung, Verlust der Verbindung zwischen dem VSP und Ihrem Valab® usw



Die Indikatoren

- **Statistische Zähler :** AEB, AAB und AVB
- **Produktionsinformationen:** installierte Version, Steuerung, Konsultativmodus, Konstantenüberwachung usw.



04. Ein robusterer Service

Für einen stets verfügbaren Service und eine schnelle und einfache Verwaltung Ihrer Lizenz.



Kontinuität des Dienstes:

- **Robustheit: keine Auswirkungen** Keine Beeinträchtigung durch OS- oder Serveränderungen; kompatibel mit Serverfarmen oder Hochverfügbarkeits-Clustern.
- **Stabilität:** Bei technischen Problemen passt sich Ihre VSP-Lizenz an, um Unterbrechungen des Dienstes usw. zu begrenzen.

Verbindung zum VSP

Verbindungsstatus: Aktiv Kunden-ID: [redacted] &Aktualisieren

Serverstatus: Nominal Server-ID: [redacted]

Lizenz

Ausgewählte Lizenz: 53 - main - G40-BCGH-VAV-X60-C30-F30-(8) Status: Zugewiesen Fälligkeitsdatum: -

Grenzen		Module		Optionen
Befundberichte/Tag: 4000	Benutzer: 30	<input checked="" type="checkbox"/> BIOCHEMIE	<input checked="" type="checkbox"/> KOAGULATION	<input checked="" type="checkbox"/> ValView
Lizenzierte Tests: 100	LIS-Verbindungen: 1	<input checked="" type="checkbox"/> BLUTGASE	<input checked="" type="checkbox"/> HÄMATOLOGIE	

Anz. Autorisierungen: 12 / 12
Datum der Zurücksetzung: 29.08.2025

Aktive befristete Zusatzvereinbarungen
Liste der befristeten Zusatzvereinbarungen, die für die ausgewählte Lizenz aktiv sind:

ID	Datum Beginn	Datum Ende	Befundberichte/T	Tests	Benutzer	LIS-Verbindungen	Module	Optionen
4	01.08.2024	01.01.2025	5000	-	-	-	-	-



Übersichtsfenster:

So haben Sie auf einen Blick Zugriff auf Ihre Lizenzinformationen!



Lizenzverwaltung
leicht gemacht



Verlängerte
Dienstkontinuität



Sichere
Kommunikation

Möchten Sie mehr über die Vorteile
des VSP erfahren?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!



contact@valab.com



+33 (0) 531 083 499



www.valab.com



01.09.2024