



VALAB Services Provider
(Serveur de licence hébergée)

Pour une gestion augmentée de votre licence Valab[®], le VSP améliore

01 La flexibilité

Dépassement
autorisé

02 La réactivité

Monitoring

03 La sécurité

Hébergement
et accès

04 La robustesse

Continuité
de service

Avec le VSP, une licence plus flexible, un service encore plus réactif, plus robuste et un hébergement sécurisé

01. Une licence plus flexible

Grâce au VSP, la gestion de votre licence Valab® est optimisée pour maintenir l'activité de votre laboratoire, sans interruption de service.



Autorisation de dépassement

- **12 journées** par an
- Jusqu'au **double** de la **limite du nombre** de dossiers/jour



Administration à distance

Installation, modification de licence, gestion des avenants ou réajustement de votre offre, etc.

Le VSP facilite et sécurise la gestion de vos licences à distance, sans nécessité d'accès à votre site par télémaintenance.

03. Un hébergement sécurisé

Les accès et transferts de données VSP sont entièrement sécurisés assurant un service de toute confiance.



Chiffrement des données* :

les données échangées sont chiffrées via le **protocole SSL** et **protégées par token**



Communication authentifiée :

le **serveur Valab®** est toujours à **l'initiative de l'échange** avec le **VSP**



Hébergement sécurisé :

le **VSP** dispose d'un **hébergement à sécurité renforcée**.

* Aucune donnée confidentielle ou à caractère personnel n'est recueillie par le VSP

02. Un service encore plus réactif

Le monitoring du VSP renforce la réactivité du Support VALAB.



Les alertes

- **Alertes transmises au support VALAB** : Dépassement du niveau de licence, aucun dossier expertisé (arrêt de la connexion SIL), taux d'expertise et/ou validation des dossiers trop faibles, fin de validité de licence et/ou avenant temporaire, perte de connexion entre le VSP et votre Valab®, etc.



Les indicateurs

- **Compteurs statistique** : NTD, NDE et NDV
- **Informations de production** : version installée, automate, mode consultatif, veille des constantes, etc.



04. Un service plus robuste

Pour assurer un service toujours opérationnel et gérer votre licence rapidement et simplement.



Continuité du service :

- **Robustesse** : aucun impact suite à des changements d'OS ou de serveur ; compatible avec les fermes de serveur ou clusters de haute disponibilité.
- **Stabilité** : en cas de problème technique, votre licence VSP s'adapte pour limiter les interruptions de service, etc.

Connexion au VSP

Statut de la connexion : Active Identifiant du client : [identifiant client]

Etat du serveur : Nominal Identifiant du serveur : [identifiant serveur]

Licence

Licence sélectionnée : 56 - main - G40-BCGH-VAV-X60-C30-F30-8) Etat : Affectée Date d'échéance : -

Limites

Dossiers / Jour : 4000 Utilisateurs : 30

Analyses sous licence : 100 Connexions SIL : 1

Modules

BIOCHIMIE COAGULATION

GAZOMETRIE HEMATOLOGIE

Options

ValView

Nb autorisations : 4 / 4

Date de réinitialisation : 24/04/2024

Avenants temporaires actifs

Liste des avenants temporaires actifs sur la licence sélectionnée :

ID	Date de début	Date de fin	Dossiers/Jour	Analyses	Utilisateurs	Connexions SIL	Modules	Options
6	25/04/2023	25/07/2023	5000	-	-	-	-	-



Fenêtre de Vue d'ensemble :

Pour avoir accès aux informations de votre licence, en un coup d'œil !



Gestion de licence facilitée



Continuité de service prolongée



Communications sécurisées

Vous souhaitez plus d'informations sur les avantages du VSP ?

N'hésitez pas à nous contacter !



contact@valab.com



+33 (0) 531 083 499



www.valab.com

